


Anticorpo Policlonado Anti-Fator IX / F9 Para Wb, If-P, Elisa - P00740

Número do item: CM0022917



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o Fator IX humano (F9, FIX, fator de Natal). Validado para WB, IF-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em coagulação e desenvolvimento de ensaios diagnósticos de hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fator IX / F9 pAb de coelho
Observações/Alias	FIX; P19; PTC; HEMB; THPH8; F9 p22; Fator IX / F9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2158
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-192 do Fator IX / F9 humano (NP_000124.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00740
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo