


Anticorpo Monoclonal Anti-Fadd Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q61160

Número do item: CM0002075



introdução

Explore o papel do FADD na apoptose e imunidade inata com este anticorpo monoclonal de coelho validado, ideal para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FADD Coelho mAb
Observações/Apelido	Mort1/FADD; FADD
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8772
GeneID	14082
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 do FADD de camundongo (NP_034305.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q61160
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo