


Anticorpo Policlonais Anti-Fadd Para Wb, Ip, If-P, Elisa - Q61160

Número do item: CM0021085



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a FADD (Mort1/FADD), desenvolvido contra FADD de camundongo (aa 1-205). Adequado para WB, IP, IF-P, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adaptador principal de DISC na apoptose e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FADD Rabbit pAb
Observações/Alias	Mort1/FADD; FADD
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8772
GeneID	14082
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 da FADD de camundongo (NP_034305.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q61160
Peso Molecular da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo