


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fadd Para Wb, Elisa - Q13158

Número do item: CM0003117



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o FADD humano (GIG3/MORT1), validado para aplicações de WB e ELISA. Ideal para pesquisas sobre apoptose e imunidade inata. - Q13158

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FADD Rabbit mAb
Observações/Apeliido	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8772
GeneID	8772
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-150 do FADD humano (Q13158).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13158
Peso da Proteína	23kDa
Envio	