


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fadd Para Wb, Ip, Elisa - Q13158

Número do item: CM0028429



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FADD humano (proteína de domínio de morte associada ao FAS). Validado para WB, IP e ELISA; reage de forma cruzada com FADD de rato e camundongo. Útil para pesquisa em apoptose, sinalização de receptores de morte e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

| Especificação       | Detalhes                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | FADD Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | GIG3; IMD90; MORT1; FADD                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                  |
| ID do Gene (Humano) | 8772                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 8772                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-208 do FADD humano (NP_003815.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                |
| SWISS               | Q13158                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 23kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                         |