

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fads1 Para Wb, Elisa - O60427

Número do item: CM0023754

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FADS1 humano (delt-5 dessaturase) para WB e ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Envolvido no metabolismo de PUFA e resposta inflamatória; ideal para pesquisa de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FADS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	D5D, TU12, FADS6, FADSD5, LLCDL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3992
GeneID	3992
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 100-200 do FADS1 humano (NP_037534.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60427
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo