

Anticorpo Policlonal Anti-Fads2 Para Wb E Elisa - 095864

Número do item: CM0020138

introdução

FADS2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, direcionado à desaturase 2 de ácidos graxos humana (095864), uma enzima essencial na biossíntese de HUFA. Ideal para pesquisas em metabolismo e dermatologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FADS2 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	D6D; DES6; TU13; FADSD6; LLCDL2; SLL0262; FADS2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9415
GeneID	9415
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da FADS2 humana (NP_004256.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	095864
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo