

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fads3 Para Wb E Elisa - Q9Y5Q0

Número do item: CM0027916

introdução

O FADS3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal gerado contra a proteína FADS3 recombinante. Ele detecta FADS3 humano, de camundongo e de rato, com aplicações em WB e ELISA. Ideal para o estudo da ácido graxo dessaturase 3 no metabolismo de esfingolipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FADS3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CYB5RP; LLCDL3; FADS3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3995
GeneID	3995
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-130 do FADS3 humano (NP_068373.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5Q0
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo