


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Faf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unn5

Número do item: CM0028595



introdução

A CamelBio fornece um anticorpo policlonado de coelho Anti-FAF1 para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato; detecta uma banda de 74 kDa. É útil para pesquisas sobre apoptose, replicação de DNA e proteínas nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	hFAF1, CGI-03, HFAF1s, UBXD12, UBXN3A, FAF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11124
ID do Gene	11124
Imunógeno	Um peptídeo sintético de FAF1 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNN5
Peso Molecular da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo