


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Faf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Cs3

Número do item: CM0019608



introdução

Anticorpo policlonal de coelho FAF2 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece FAF2 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em ERAD, gotículas lipídicas e grânulos de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAF2 Coelho pAb
Observações/Apelido	ETEA; UBXD8; UBXN3B; FAF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23197
ID do Gene	23197
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96CS3
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo