

Anticorpo Policlonal Anti-Fah Para Wb, If/Icc, Elisa - P16930

Número do item: CM0025477

introdução

Anticorpo policlonal Anti-FAH (Coelho) validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Rato, Camundongo. Tem como alvo a fumarylacetoacetase, uma enzima chave no catabolismo da tirosina. Ideal para pesquisas sobre distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAH Rabbit pAb
Observações/Apelido	FAH
Espécie	Humano
ID do Gene	2184
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-419 do FAH humano (NP_000128.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P16930
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo