

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fah Para Wb, Elisa - P16930

Número do item: CM0015210

introdução

FAH Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra a proteína FAH humana de comprimento completo. Validado para WB e ELISA, apresenta reação cruzada com a FAH humana, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo do catabolismo da tirosina e de doenças hepáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FAH Rabbit pAb
Observações/Apelido	FAH
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2184
GeneID	2184
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-419 da FAH humana (NP_000128.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P16930
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo