


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Faim3 Para Wb, Elisa - O60667

Número do item: CM0030545



introdução

Anticorpo policlonico de coelho purificado por afinidade contra FAIM3 humana (TOSO, FcmuR), validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato; peso molecular do alvo é 43 kDa. Ideal para estudar a biologia do receptor de IgM em células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAIM3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TOSO; FAIM3; FcmuR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9214
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-251 da FAIM3 humana (NP_005440.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60667
Peso Molecular da Proteína	43kDa
Transporte	Saco de gelo