


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fak (Focal Adhesion Kinase) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q05397

Número do item: CM0003534



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à FAK humana (Focal Adhesion Kinase 1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de adesão e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAK Rabbit mAb
Observações/Apelido	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5747
GeneID	5747
Imunogênio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05397
Peso Proteico	119kDa
Envio	Saco de gelo