


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Fak Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q05397

Número do item: CM0016968



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra FAK humana (Q05397) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em adesão celular, migração e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] FAK Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5747
GeneID	5747
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 734-834 da FAK humana (NP_722560.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05397
Peso da Proteína	119kDa
Envio	Bolsa de gelo