

Anticorpo Policlonal Anti-Fam107A Para Wb, Elisa - 095990

Número do item: CM0020310

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FAM107A humano (DRR1/TU3A), validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar dinâmica da actina, função sináptica e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM107A Coelho pAb
Observações/Apelido	DRR1; TU3A; FAM107A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11170
GeneID	11170
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-144 do FAM107A humano (NP_009108.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	095990
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo