

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fam107A Para Wb, Elisa - O95990

Número do item: CM0019921

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à FAM107A humana. Adequado para Western blot e ELISA; apresenta reação cruzada com proteínas humanas e de camundongo. Ideal para estudar a dinâmica da actina, a função sináptica e as vias relacionadas a tumores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-FAM107A
Observações/Apelido	DRR1; TU3A; FAM107A
Espécie	Humana
ID do gene	11170
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-144 da FAM107A humana (NP_009108.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	O95990
Peso da proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo