

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Fam117A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C073

Número do item: CM0020526

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o FAM117A, uma proteína induzida por C/EBP, e é validado para WB, IHC-P e ELISA. Ele apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato, sendo ideal para o estudo da função de proteínas em diversos contextos de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM117A Rabbit pAb
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	81558
ID do Gene	81558
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-240 do FAM117A humano (NP_110429.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9C073
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo