

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fam120A Para Wb, Elisa - Q9Nzb2

Número do item: CM0021207

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra FAM120A humano (OSSA/C9orf10), adequado para WB e ELISA. Detecta uma proteína de suporte associada à membrana de aproximadamente 122 kDa, envolvida na sinalização do estresse oxidativo, no metabolismo do RNA e na regulação de genes lipogênicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FAM120A pAb de coelho
Observações/alias	OSSA; C9orf10; HBVPTAP; FAM120A
Espécie	Humano
GeneID	23196
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 de FAM120A humano (NP_055427.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9NZB2
Peso da proteína	122 kDa
Envio	Bolsa de gelo