

Anticorpo Policlonal Anti-Fam127A/Rtl8C Para Wb E Elisa - A6Zki3

Número do item: CM0017862

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FAM127A/RTL8C humano, validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de detecção da proteína semelhante a Gag de retrotransposon.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM127A pAb de Coelho
Observações/Apelido	CXX1; Mar8; MAR8C; Mart8; SIRH5; MART8C; FAM127A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8933
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 do FAM127A humano (NP_001071639.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	A6ZKI3
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo