

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fam127B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bwd3

Número do item: CM0022414

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FAM127B (RTL8A/CXX1B/MAR8A), produzido com proteína recombinante de comprimento total. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM127B pAb de Coelho
Observações/Apelido	CXX1b; MAR8A; SIRH6; FAM127B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26071
GeneID	26071
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BWD3
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco com gelo