

Anti-Anti-Fam129A De Coelho Policlonal Para Wb, Elisa - Q96Ta1

Número do item: CM0021630



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-FAM129B validado para WB e ELISA, visando o FAM129B humano (Niban 2). Pode desempenhar funções na supressão de apoptose e invasão de células de melanoma. Adequado para pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	FAM129B pAb de Coelho
Observações/Apelido	OC58; MEG-3; C9orf88; FAM129B; MINERVA; bA356B19.6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64855
GeneID	64855
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 447-746 do FAM129B humano (NP_073744.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96TA1
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco de gelo