

Anticorpo Policlonais Anti-Fam13A Para Wb, Elisa - 094988

Número do item: CM0012948

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FAM13A, validado para WB e ELISA. Detecta FAM13A humano, uma potencial proteína GTPase-ativadora com peso molecular previsto de 117 kDa. Ideal para pesquisa sobre splicing alternativo e fosforilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM13A Rabbit pAb
Observações/Alias	FAM13A1; ARHGAP48; FAM13A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10144
GeneID	10144
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O94988
Peso Molecular da Proteína	117kDa
Envio	Bolsa de gelo