

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fam155B Para Wb, Elisa - 075949

Número do item: CM0018740

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a FAM155B (NALF2/TED) humano. Validado para Western blotting e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Fornecido para aplicações de pesquisa em canais iônicos e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	FAM155B Rabbit pAb
Observações/Alias	TED; TMEM28; CXorf63; FAM155B; bB57D9.1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27112
GeneID	27112
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-472 do FAM155B humano (NP_056501.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	075949
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo