

Anticorpo Policlonal Anti-Fam173B Para Wb E Elisa - Q6P4H8

Número do item: CM0027342

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FAM173B humano (lisina N-metiltransferase da subunidade C da ATP sintase). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre metilação mitocondrial e dor crónica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM173B Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	JS-2; FAM173B; hFAM173B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	134145
ID do Gene	134145
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-233 do FAM173B humano (NP_954584.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P4H8
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo