


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fam208A Para Wb, Elisa - Q9Uk61

Número do item: CM0012949



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-FAM208A validado para WB e ELISA. Tem como alvo a proteína humana TASOR, um componente chave do complexo HUSH envolvido no silenciamento epigenético de retrotransposons. Ideal para estudos de cromatina e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM208A Rabbit pAb
Observações/Apelido	RAP140; TASOR1; se89-1; C3orf63; FAM208A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23272
GeneID	23272
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-1000 da FAM208A humana (NP_001106207.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UK61
Peso Proteico	189kDa
Transporte	Bolsa de gelo