


Anticorpo Monoclonal Anti-Fam20A Para Wb - Q96Mk3

Número do item: CM0006726



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho FAM20A para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece a pseudocinase humana FAM20A, um regulador da biomineralização. Ideal para estudos de desenvolvimento dentário e mineralização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho FAM20A
Observações/Apelido	AI1G; AIGFS; FP2747; FAM20A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54757
GeneID	54757
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 442-541 da FAM20A humana (NP_060035.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96MK3
Peso Proteico	61 kDa
Envio	Em saco de gelo