


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fam20A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Mk3

Número do item: CM0027641



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a pseudocinase FAM20A humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biomineralização e esmalte.

[Saiba mais](#)

Especificações Principais do Produto	Detalhes do Parâmetro
Nome do Produto	FAM20A pAb de Coelho
Observações/Apelido	AI1G; AIGFS; FP2747; FAM20A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54757
GeneID	54757
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-240 do FAM20A humano (NP_060035.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96MK3
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco com gelo