

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fam221A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8C790

Número do item: CM0023131

introdução

Fam221a Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra FAM221A de camundongo. Validado para WB, IF/ICC, ELISA e reage cruzadamente com humano e rato. Adequado para estudos de detecção e localização de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fam221a Rabbit pAb
Observações/Apelido	D330028D13Rik; Fam221a
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	340277
ID do Gene	231946
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-292 do Fam221a de camundongo (NP_766315.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8C790
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo