

Anticorpo Monoclonal Anti-Fam3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P98173

Número do item: CM0006475

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado contra FAM3A humano (P98173). Validado para WB, IHC-P e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre defensinas e imunidade antifúngica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra FAM3A
Observações/Apelido	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	60343
ID do Gene	60343
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-230 da FAM3A humana (NP_068578.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98173
Peso da Proteína	25kDa
Transporte	Bolsa de gelo