

Anticorpo Policlonal Anti-Fam3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P98173

Número do item: CM0023700

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a FAM3A humana (aa 34-230), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece uma proteína semelhante a citocina secretada de 25 kDa com potencial atividade de defensina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	FAM3A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60343
GeneID	60343
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-230 da FAM3A humana (NP_068578.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P98173
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo