

Anti-Fam3B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P58499

Número do item: CM0017871

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FAM3B humano (PANDER), reativo cruzado com camundongo e rato. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Utilizado para estudar apoptose em células alfa e beta e função pancreática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM3B pAb de Coelho
Observações/Apelido	2-21; ORF9; PANDER; PRED44; C21orf11; C21orf76; FAM3B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54097
ID do Gene	54097
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P58499
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo