

Anticorpo Policlonal Anti-Fam3D Para Wb, Elisa - Q96Bq1

Número do item: CM0020923

introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-FAM3D de alta pureza (Q96BQ1), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar o papel da glicoproteína secretada FAM3D na biologia placentária e nas vias relacionadas às lectinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FAM3D Rabbit pAb
Observações/Apelido	EF7; OIT1; FAM3D
Espécie	Humano
GeneID	131177
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-204 da FAM3D humana (NP_620160.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96BQ1
Peso da proteína	25 kDa
Transporte	Bolsa de gelo