

Anticorpo Policlonal Anti-Fam46A Para Wb, Elisa - Q96Ip4

Número do item: CM0016513



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FAM46A validado para Western blot e ELISA. Deteta a nucleotidiltransferase terminal 5A humana e de rato, uma polimerase citoplasmática de poli(A) envolvida na mineralização óssea e na função dos osteoblastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM46A Rabbit pAb
Observações/Alcunha	OI18; XTP11; FAM46A; C6orf37
Espécie	Humana
GeneID (humano)	55603
GeneID	55603
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-400 da FAM46A humana (NP_060103.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	Q96IP4
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo