

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fam50B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Wtj8

Número do item: CM0022146

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FAM50B de camundongo, adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Útil para estudos de expressão testicular e pesquisas de acetilação. Imunógeno: proteína de fusão recombinante aa 70-150.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fam50b pAb de Coelho
Observações/Apelido	X5L; D0H6S2654E; XAP-5-like; Fam50b
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	26240
ID do Gene (Camundongo)	108161
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-150 do Fam50b de camundongo (NP_620085.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9WTJ8
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo