

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fam65B Para Wb, If-P, Elisa - Q9Y4F9

Número do item: CM0026658

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FAM65B (RIPOR2) humano, validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar polarização celular, miogênese e vias relacionadas à surdez.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM65B pAb de Coelho
Observações/Apelido	PL48; DFNA21; DIFF40; DIFF48; FAM65B; MYONAP; C6orf32; DFNB104
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9750
GeneID	9750
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 de FAM65B humano (NP_056948.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4F9
Peso Proteico	119kDa
Envio	Saco de gelo