

Anticorpo Policlonal Anti-Fam96B Para Wb, Elisa - Q9Y3D0

Número do item: CM0026458

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FAM96B (CIA2B/MIP18) humano validado para Western blot e ELISA, também reativo com camundongo. Adequado para pesquisa de montagem de grupos de ferro-enzofre e segregação cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM96B Coelho pAb
Observações/Alias	CIA2B; MIP18; FAM96B; CGI-128
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51647
GeneID	51647
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-163 do FAM96B humano (NP_057146.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y3D0
Peso Proteico	18kDa
Envio	Bolsa de gelo