

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fam98A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nca5

Número do item: CM0022204

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra FAM98A humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a metilação de arginina induzida por PRMT1 e a homeostase esquelética.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | FAM98A Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | FAM98A                                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 25940                                                                                                                     |
| GeneID              | 25940                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do FAM98A humano (NP_056290.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q8NCA5                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 55kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                              |