

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Fam98B Para Wb E Elisa - Q52Lj0

Número do item: CM0023789

introdução

Anticorpo policloonal de coelho contra o FAM98B humano (subunidade do complexo de ligação de splicing de tRNA) para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de processamento de tRNA e pesquisa de câncer colorretal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM98B pAb de Coelho
Observações/Apelido	FAM98B
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	283742
GeneID	283742
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-225 da FAM98B humana (NP_775882.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q52LJ0
Peso Proteico	46kDa
Remessa	Bolsa de gelo