


Anticorpo Monoclonal Anti-Fanca Para Wb, Elisa - O15360

Número do item: CM0009221



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à proteína FANCA humana (163 kDa), validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa de anemia de Fanconi, reparo de ligações cruzadas entre fitas de DNA e estudos de estabilidade cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FANCA Rabbit mAb
Observações/Apelidos	FA; FA1; FAA; FAH; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2175
ID do Gene	2175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-104 da FANCA humana (O15360).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15360
Peso da Proteína	163kDa
Envio	Bolsa de gelo