


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fanca Para Wb, Elisa - O15360

Número do item: CM0027425



introdução

Anticorpo policlonal de coelho visando FANCA humano. Validado para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece a proteína do grupo A da anemia de Fanconi, crucial para o reparo de ligações cruzadas intercadeias de DNA e estabilidade cromossômica. Adequado para pesquisa de anemia de Fanconi e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FANCA Rabbit pAb
Observações/Alias	FA; FA1; FAA; FAH; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-275 de FANCA humano (NP_000126.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15360
Peso da Proteína	163kDa
Envio	Bolsa de gelo