


Anticorpo Policlonal Anti-Fancc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00597

Número do item: CM0021047



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra FANCC, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta a proteína FANCC humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre reparo de danos no DNA e anemia de Fanconi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FANCC Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FA3; FAC; FACC; FANCC
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2176
ID do gene	2176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-558 da FANCC humana (NP_000127.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q00597
Peso da proteína	63 kDa
Envio	Bolsa de gelo