

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fancd2 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Número do item: CM0003860



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra FANCD2 humano, adequado para WB, IP e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo de reparo de DNA, anemia de Fanconi e estabilidade cromossômica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Coelho Anti-FANCD2                                                                                                       |
| Observações/Alias   | FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 2177                                                                                                                            |
| GeneID              | 2177                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 de FANCD2 humano (Q9BXW9). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                        |
| SWISS               | Q9BXW9                                                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 164 kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                   |