

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Fancd2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Número do item: CM0019028



introdução

Anticorpo policlonal de coelho FANCD2 para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta FANCD2 humano e de rato, uma proteína chave de reparo de DNA. Adequado para estudos de anemia de Fanconi, instabilidade cromossômica e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FANCD2 Coelho pAb
Observações/Apelido	FA4; FAD; FADC; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Espécie	Humano
ID do Gene	2177
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 540-720 do FANCD2 (NP_001018125.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BXW9
Peso da Proteína	164kDa
Envio	Saco de gelo