


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fancg Para Wb, Elisa - O15287

Número do item: CM0029164



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FANCG humano (FAG/XRCC9). Validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de reparo de DNA e anemia de Fanconi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FANCG Rabbit pAb
Observações/Apelido	FAG, XRCC9, FANCG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2189
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15287
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo