

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fanci Para Wb, Elisa - Q9Nvi1

Número do item: CM0030172



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao FANCI humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para pesquisa sobre reparo de danos ao DNA, anemia de Fanconi e pontos de verificação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FANCI Rabbit pAb
Observações/Apeliido	KIAA1794; FANCI
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55215
ID do Gene	55215
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1061-1328 do FANCI humano (NP_001106849.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NVI1
Peso Proteico	149kDa
Envio	Saco de gelo