


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fancl Para Wb E Elisa - Q9Nw38

Número do item: CM0030124



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-FANCL validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Tem como alvo a E3 ubiquitina ligase envolvida no reparo de DNA na anemia de Fanconi. Ideal para estudos de resposta a danos no DNA e proliferação de células germinativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FANCL Rabbit pAb
Observações/Alias	POG; PHF9; FAAP43; FANCL
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55120
GeneID	55120
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NW38
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo