


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fancm Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8lyd8

Número do item: CM0026906



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao FANCM humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Ideal para investigar a via da anemia de Fanconi, mecanismos de reparo de DNA e biologia de células germinativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FANCM Rabbit pAb
Observações/Apelido	POF15; SPGF28; FAAP250; KIAA1596; FANCM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57697
ID do Gene	57697
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 390-660 do FANCM humano (NP_065988.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IYD8
Peso Proteico	232kDa
Envio	Em saco de gelo