

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fap (Proteína De Ativação De Fibroblastos-A) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12884

Número do item: CM0006339



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra a FAP humana (Q12884). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ferramenta essencial para o estudo do remodelamento da MEC, da fibrose e do microambiente tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra a proteína de ativação de fibroblastos- α (FAP)
Observações/Al vias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; endopeptidase prolil FAP; proteína de ativação de fibroblastos- α (FAP)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2191
GeneID	2191
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 411-510 da FAP humana (NP_004451.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q12884
Peso da proteína	26 kDa/87 kDa
Envio	Bolsa de gelo