

## Anticorpo Policlonal Anti-Fap Para If/Icc, Elisa - Q12884

Número do item: CM0028573



### introdução

FAP Rabbit pAb é um anticorpo policlonal específico para humanos para IF/ICC e ELISA, direcionado à proteína de ativação de fibroblastos alfa (Q12884) envolvida no crescimento tumoral e remodelação tecidual. Ideal para pesquisa em câncer e fibrose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | FAP Rabbit pAb                                                                                               |
| Observações/Apelido | FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 2191                                                                                                         |
| GeneID              | 2191                                                                                                         |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 481-580 do FAP humano (NP_004451.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                       |
| Aplicação           | IF/ICC, ELISA                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                       |
| SWISS               | Q12884                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 88kDa                                                                                                        |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                                                 |